

## BONNES PRATIQUES DE GESTION DES PRODUITS RÉFRIGÉRÉS ET RECOMMANDATIONS EN CAS DE VAGUE DE CHALEUR

### CONDUITE À TENIR EN CAS D'ALERTE MYSIRIUS® DANS UNE UNITÉ DE SOINS POUR LES MÉDICAMENTS RÉFRIGÉRÉS & RECOMMANDATIONS EN CAS DE VAGUE DE CHALEUR



#### INFORMATIONS

- Le suivi de la température des réfrigérateurs au sein de l'établissement est géré par le logiciel MySirius®.
- Des boîtiers MySirius® sont situés dans les services et permettent d'identifier facilement les écarts de température.

#### 3 situations sont possibles :



#### Témoin lumineux vert

La température du réfrigérateur est correctement enregistrée et dans les valeurs normales.



#### Témoin lumineux bleu

Une erreur de communication a été détectée (*exemple : problème réseau, pile faible*).

**Actions correctrices :** prévenir le **cadre du service** qui doit se connecter à MySirius® pour identifier le problème et acquitter l'alarme. Si le problème persiste, contacter le **service technique ou le biomédical**.



### **Témoin lumineux rouge**

Un écart de température a été détecté (au-dessus ou en dessous des valeurs normales).

#### **Actions correctrices :**

1. Vérifier la bonne **fermeture** du réfrigérateur
2. Vérifier que le réfrigérateur fonctionne correctement (*réfrigérateur **allumé** et bien **branché**, **emplacement de la sonde***)
3. Prévenir le **cadre du service** pour **acquitter** l'alarme sur MySirius®
4. Si le problème persiste, contacter le **service technique ou le biomédical**.
5. Si panne du réfrigérateur, **transférer** les produits dans un autre réfrigérateur fonctionnel.
6. **Si écart de température > 2°C ou > 1 h**, mettre en **quarantaine les produits** dans un réfrigérateur fonctionnel et déclarer un évènement indésirable sur **Bluekango**.

Quand prévenir la pharmacie ?

Tel : 6946

Mail : upm@for.paris

1

Pour un avis sur la stabilité d'un médicament réfrigéré à température ambiante

Lien utile :

[https://pharmacie.hug.ch/info/medic/utilismedic/frigo\\_con\\_tenu.pdf](https://pharmacie.hug.ch/info/medic/utilismedic/frigo_con_tenu.pdf)

2


En cas de rupture de la chaîne du froid > 1 h ou > 2°C

(par exemple, lorsque la température est enregistrée à 0°C ou à + 10°C pour une normale comprise en + 2°C et +8°C )

## RECOMMANDATIONS EN CAS DE VAGUE DE CHALEUR



- Les médicaments doivent être protégés au maximum de la chaleur (*notamment les médicaments dérivés du sang, nutriments parentéraux et produits huileux comme les produits diététiques/suppositoires/ovules*). Tout produit dont l'apparence est modifiée ne doit pas être utilisé.
- **Limiter les stocks** : dans les unités de soins, faire le tri dans la pharmacie et faire des retours si nécessaire. Les **traitements en chambre doivent être retirés** (*y compris les traitements personnels*).
- **Prévenir la surchauffe** : baisser les stores, éteindre les lumières, éteindre les ordinateurs/écrans, ouvrir les fenêtres lorsqu'il fait frais et les fermer lorsqu'il fait chaud.
- **Respecter les bonnes pratiques habituelles** :
  1. 1er emballage commandé, 1er emballage utilisé (*first-in / first-out*)
  2. Respecter la chaîne du froid ➡ rangement des médicaments au frigo (+2°C à +8°C) dès la réception des caisses/commandes de la pharmacie. En cas de rupture de la chaîne du froid : prévenir la pharmacie.
  3. Contrôler la température du frigo régulièrement et limiter la durée d'ouverture de la porte. Si la température du frigo reste trop élevée, porte fermée, contacter les services techniques



**EN CAS DE QUESTION :  
CONTACTER LA PHARMACIE 6946**